

# Ultraljudsfantom för punktion och biopsi

Det här receptet ger en bra fantom att biopsa i. Ultraljudsbilden och konsistensen är mycket bröstlik, så hanteringen av nål i fantomen är också likt ett fettrikt bröst. Fantomen kan frysas. Som vanligt ger övning färdighet, inte minst frihandspunktion så öva mycket och lycka till.

/ Tryggve Eriksson ÖL Mammografiavdelningen Östersunds sjukhus 2018

## Recept för en fantom

- ▶ 250 ml hett vatten
- ▶ 20 g gelatin
- ▶ 10 g Psylliumfröskal (Fiber-Husk)
- ▶ ¼ tsk Atamonpulver – konserveringsmedel
- ▶ Bär exv krusbär, svarta vinbär, skalade vindruvor
- ▶ Tunn wettexduk
- ▶ Lös först upp gelatinet. Blanda därefter i Psylliumskalen. Gjut i flera omgångar och lägg bär och bitar av tunn wettexduk (ger bindvävsstråk) i formen. Svalna. Lägg i stram plastpåse eller gummihandske (Biogel 8,5 är bra) tillsammans med ultraljudsgel. Knyt ihop och biopsa. ☺

